

NUK®

TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO 2 EM 1 NUK Modelo: TH10KZ

Manual de instruções


Índice

1	Informações gerais.....	04
1.1	Principais funções do termômetro.....	04
1.2	Descrição dos componentes do termômetro - Figura A.....	04
2	Uso.....	05
2.1	Antes do primeiro uso.....	05
2.2	Informações básicas: Febre.....	05
2.3	Medição da temperatura: Conselhos e Advertências.....	05
2.3.1	Medição no ouvido.....	07
2.3.2	Medição na tampa.....	08
2.3.3	Outras funções.....	09
3	Conselho de uso.....	11
3.1	Substituição da bateria.....	11
3.2	Limpeza e armazenamento.....	11
3.3	Reciclagem.....	12
4	Soluções de problemas.....	13
5	Dados técnicos.....	15
6	Garantia.....	16
	Guia Rápido.....	18

Parabéns pela compra deste produto!


Com o Termômetro NUK você pode medir com toda confiança a temperatura do corpo pelo ouvido ou pela tampa dos bebês ou das crianças. Este termômetro também permite a medição da temperatura de alimentos para bebês, água do banho ou outra superfície. O display também mostra a temperatura ambiente.

Figura A:



- 1. Tampa
- 2. Visor LCD
- 3. Botão SCAN
- 4. Ponta do Termômetro
- 5. Sensor de temperatura
- 6. Botão LIGA/DESLIGA/MEMÓRIA
- 7. Tampa da bateria (bateria CR2032 instalada no aparelho)
- 8. Orifício para destravar a tampa da bateria

Figura B:



1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PRINCIPAIS FUNÇÕES DO TERMÔMETRO

O Termômetro NUK foi projetado para medir a temperatura do corpo humano. A tecnologia digital com infravermelho permite medir a temperatura do corpo pelo ouvido do bebê ou pela tampa. Além da medição corporal, este termômetro também permite a medição da temperatura de alimentos para bebês, água do banho ou outra superfície. O display também mostra a temperatura ambiente. O termômetro pode ser usado imediatamente após a compra, pois já vem com bateria interna. O termômetro não foi projetado para uso profissional, em consultórios ou hospitais. Recomendamos utilizá-lo, apenas para uso doméstico.

Indicações gerais:

- Leia o manual de instruções por inteiro antes do primeiro uso. O manual é parte integrante do aparelho e deve estar sempre disponível para consultas.
- Não jogue o aparelho e baterias no lixo doméstico. Leve-os para uma estação de reciclagem.
- Identificação do fabricante.
- Aparelho médico de tipo BF.
- Identificação da faixa de temperatura permitida para armazenamento do aparelho.

IP22 - Índice de proteção.

1.2 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO TERMÔMETRO FIGURA A:

- 1 - Tampa
- 2 - Visor LCD
- 3 - Botão SCAN
- 4 - Ponta do termômetro
- 5 - Sensor de temperatura
- 6 - Botão LIGA/DESLIGA/MEMÓRIA
- 7 - Tampa da bateria (bateria CR2032 instalada no aparelho)
- 8 - Orifício para destravar a tampa da bateria

2 USO

2.1 ANTES DO PRIMEIRO USO

Atenção: Leia o manual de instruções por inteiro antes do primeiro uso.

Antes do primeiro uso, remova a fita isolante da bateria (figura A7). Não precisa abrir o compartimento da bateria. Limpe o aparelho conforme descrito no capítulo 3.2.

2.2 INFORMAÇÕES BÁSICAS: FEBRE

A febre é um estado de temperatura corporal elevada.

Temperatura corporal	A temperatura "normal" é a que está entre 36,5 e 37,0°C (87,7 - 88,6°F). Valores medidos no início da noite são mais elevados. Os valores medidos são diferentes dependendo do ponto de medição (boca, axila, ouvido, tampa).
Causas	A febre pode ser em função de um resfriado, de outras doenças como infecções respiratórias, infecções intestinais, hipotireoidismo ou tumores.
Sintomas e diagnóstico	Suores ou calafrios são sinais de um aumento na temperatura corporal.
Você deve consultar um médico	Consulte um médico em caso de febre.

2.3 MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS

- Observe que variações de até meio grau podem ocorrer durante várias medições consecutivas no mesmo ouvido. Os desvios podem ser maiores ao medir o outro ouvido.
- Em caso de otite, perfuração do tímpano ou excesso de cerume é preferível tomar a temperatura na tampa.
- Se a criança ficou deitada muito tempo sobre uma orelha, é melhor tomar a temperatura no outro ouvido.
- Nos recém-nascidos com menos de seis meses, o canal auditivo ainda é muito estreito, o que muitas vezes leva a medições de

valores baixos. Portanto, é recomendável, nos recém-nascidos com menos de seis meses, tomar a temperatura na tampa.
• Verifique se o sensor de temperatura está desobstruído e limpo antes de cada medição. Senão, faça uma limpeza de acordo com o capítulo 3.2.

Na medida do possível, não use o termômetro fora de casa, mas sim em espaços fechados. Fatores externos como vento e temperatura ambiente podem influenciar o resultado da medição.

Sempre consulte um médico em caso de febre ou resultados ambíguos.

Antes de usar o aparelho, verifique se há algum dano visível. Se for observado algum dano, não use o aparelho.

Depois de um forte choque mecânico (por exemplo, queda do aparelho de mais de um metro de altura), verifique o funcionamento e a precisão efetuando várias medições. Ou compare a temperatura desse com outro termômetro.

Não modifique o aparelho sem autorização do fabricante.

Use e guarde o aparelho somente nas condições recomendadas, conforme o capítulo 3.2.

Não use acessórios que não tenham sido expressamente aprovados.

Não use tampa adicional sobre o sensor de temperatura.

Não fique com o aparelho em suas mãos mais do que o necessário. Caso contrário, o aparelho aquecido pode indicar uma temperatura corporal mais baixa.

Você encontrará abaixo, informações importantes sobre os vários fatores que podem influenciar a medição da temperatura corporal:

Ponto de medição	Medição no ouvido	Medição na tampa
Fatores que podem influenciar a medição:	Curvatura do canal auditivo Cerume. Má orientação do tímpano. Umidade no canal auditivo.	Espessura da pele na tampa. Suor na tampa. Medicamentos vasoconstritores. Inflamações da pele. Cosméticos sobre a pele.
Precisão da medição	Ver capítulo 5: dados técnicos	

Luz colorida

Se o Termômetro NUK medir uma temperatura corporal superior a 37,5°C (99,5°F), uma luz vermelha na ponta do sensor acende para avisar o usuário sobre a possibilidade de febre. Se a temperatura for inferior a 37,5°C (99,5°F), a luz ficará verde.

2.3.1 MEDIÇÃO NO OUVIDO

Faça ao todo três medições no mesmo ouvido. Se as medições apresentarem valores diferentes, use o valor mais alto.

Limpe o aparelho após cada uso para evitar novas infecções ou impedir infecção em outras pessoas, conforme o Capítulo 3.2.

Nos bebês ou adultos com boa saúde, pode-se observar diferenças de temperatura de 0,2 - 1,0°C (32,4 - 33,8°F) nas medições feitas entre a tampa e o ouvido.

O bebê ou adulto de quem se vai medir a temperatura corporal deve estar há pelo menos 5 minutos em ambiente sem variações de temperatura. É também importante que evite

esforços corporais consideráveis ou que tome banho pelo menos 30 minutos antes da medição.

Passo a passo:

- Aperte o botão (figura A6) para ligar o aparelho. O visor LCD (figura A2) mostrará o símbolo e será emitido um som de bip duas vezes. **Modalidade:** a medição no ouvido é a modalidade padrão ao ligar o aparelho.
- Retire a tampa (figura A1).
- Puxe a orelha para trás com cuidado para reduzir a curvatura do canal auditivo (figura B1).
- Insira com cuidado a ponta do termômetro no canal auditivo (figura B2).
- Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal de um bip. Solte o botão, mantendo o termômetro no canal auditivo (figuras B1 e B2).
- Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2), indicando a temperatura medida.
- Após ouvir 2 bips curtos a medição está encerrada. Leia a temperatura no visor.
- Para nova medição, proceda a partir do item 3.

2.3.2 MEDIÇÃO NA TAMPONA

Verifique se a tampa está seca e livre de sujeira e cosméticos durante a medição. Evite fazer medição sobre pintas.

- Pressione o botão (figura A6) e ao mesmo tempo pressione, uma vez, o botão SCAN (figura A3). No visor LCD (figura A2) o símbolo de tampa é exibido. **Modalidade:** a medição na tampa é ativada, o que permite medir a temperatura na superfície da pele da tampa.
- Retire a tampa (figura A1).
- Com a ponta do termômetro toque a pele na tampa esquerda ou direita (figuras B3 e B4).
- Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal sonoro contínuo e encoste a ponta do termômetro na pele da tampa, realizando movimentos circulares (figuras B3 e B4). Após um bip, solte o botão SCAN e mantenha o termômetro parado encostado na pele. Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2),

- indicando a temperatura medida.
- Após ouvir 2 bips curtos a medição está encerrada. Leia a temperatura no visor.
- Para nova medição, proceda a partir do item 3.
- Após um minuto, o aparelho alterna automaticamente para o modo de temperatura ambiente.

2.3.3 OUTRAS FUNÇÕES:

Medição da Temperatura ambiente





Para medir a temperatura ambiente, basta ligar o aparelho, apertando o botão (figura A6) e colocá-lo na base. Após alguns segundos a temperatura ambiente será exibida no visor LCD (figura A2). O símbolo de temperatura é exibido. Notas: Sempre que o aparelho estiver ligado em qualquer função, após alguns segundos sem uso, ele entrará automaticamente na função de temperatura ambiente. Para retornar às demais funções, aperte o botão (figura A6) e ao mesmo tempo pressione o botão SCAN (figura A3).




Temperatura de superfície (água, leite, e outros objetos)




























Aperte o botão (figura A6) e ao mesmo tempo pressione, o botão SCAN (figura A3) por 2 vezes até que apareça o símbolo. Aproxime o sensor de temperatura (figura A5) o mais perto possível da superfície a ser medida, sem encostar e aperte o botão SCAN (figura A3). Se você mantiver o botão SCAN pressionado, a temperatura de superfície medida é constantemente atualizada. Esta função é usada para medir a temperatura da água, do leite e outros objetos. Este modo indica somente a temperatura da superfície (temperatura de radiação da superfície). Atenção: Esta medida não fornece nenhuma indicação de temperatura do corpo e não pode ser utilizada para medir a febre. Atenção: Não mergulhe o aparelho em líquidos ao fazer a medição.

Alternar o processo de medição: ouvido, tampa e superfície.


Com o aparelho em funcionamento, mantenha o botão (figura A6) pressionado, apertando rapidamente o botão SCAN (figura A3) várias vezes seguidas. Isso alterna o processo de medição entre ouvido, tampas ou medição da temperatura de superfície. No visor LCD aparece o símbolo correspondente: ou .

Medição anterior	Em cada nova medição de temperatura, o resultado da medição anterior é exibido na parte superior do visor LCD (figura A2) para comparação.
	
Memória (25 registros)	Com o aparelho ligado, aperte o botão (U) (figura A6) repetidamente para consultar as 25 medidas anteriores. A memória é representada pelo símbolo (M) no visor LCD (figura A2).
	
Alternância entre °C e °F	Alterar a indicação da temperatura de °C (Celsius) para °F (Fahrenheit): Quando o aparelho estiver no modo temperatura ambiente, pressione o botão SCAN (figura A3) e aperte o botão (U) (figura A6) simultaneamente por 3 segundos. No visor LCD, o sinal muda: de "°C" para "°F". O processo para alterar °F para °C é idêntico.
	
Modo mudo	Com o aparelho ligado, aperte o botão (U) (figura A6) durante 3 segundos. O símbolo de modo mudo (M) começa a piscar no visor LCD (figura A2). Ao soltar o botão (U), o modo silencioso é ativado. Desta forma, não há mais sinais sonoros. Para desativar o modo mudo, o processo é o mesmo.
	
Modo OFF	Para desligar o termômetro, aperte e mantenha o botão (U) (figura A6) pressionado até "OFF" ser exibido no visor LCD (figura A2).

3 CONSELHOS DE USO
3.1 SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
 Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Há risco de asfixia. A bateria deve ser substituída assim que o seguinte símbolo for exibido no visor LCD:
 Para isso, siga o seguinte procedimento: 1. Insira um objeto fino (por exemplo, um clipe de papel) no orifício de trava da tampa (figuras A8 e B5) do compartimento da bateria e faça com que a tampa da bateria deslize para fora com o polegar (figura B5). 2. Segure firmemente o aparelho e remova cuidadosamente a bateria gasta com um objeto fino (por exemplo, um clipe de papel) (figura B6). 3. Instale a nova bateria modelo CR2032 com o polo positivo para cima e o polo negativo para baixo fazendo com que a bateria deslize sob os ganchos metálicos e empurrando-a para baixo até encaixar. Nota: Em caso de montagem errada, o suporte da bateria e o aparelho, podem sofrer avarias. 4. Faça com que a tampa da bateria (figura A7) deslize novamente no aparelho até ouvir um clique.
3.2 LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
A ponta do termômetro é a peça mais frágil do Termômetro NUK. Manuseie-a com cuidado ao limpar o sensor de temperatura.
 Não mergulhe o aparelho em água nem o exponha à umidade direta.
Limpeza: Após cada uso, limpe a ponta do termômetro (figura A4) e o sensor de temperatura (figura A5) com um algodão umedecido em álcool, de preferência 70%.

4 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mensagem de erro</th> <th>Problema</th> <th>Possível causa</th> <th>Solução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>O aparelho não funciona corretamente.</td> <td>Erro de software.</td> <td>Remova a bateria, espere um minuto e coloque a bateria novamente. Se a mensagem de erro reaparecer, entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Não é possível iniciar uma nova medição no modo ouvido/têmpora. O símbolo da ampulheta pisca.</td> <td>O aparelho ainda não está pronto para uma nova medição.</td> <td>Espere até o símbolo parar de piscar. Em seguida, inicie a sua medição.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>O aparelho indica uma mudança significativa na temperatura ambiente.</td> <td>O aparelho foi armazenado fora das condições de armazenamento recomendadas.</td> <td>Deixe o termômetro por pelo menos 30 minutos em um local com temperatura entre 10°C (50°F) e 40°C (104°F).</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Temperatura ambiente superior a 40°C (104°F).</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Temperatura ambiente inferior a 10°C (50°F).</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) No modo ouvido/têmpora: Temperatura medida > + 42,2°C (108°F) 2) Medição da superfície: Temperatura medida > + 80,0°C (176°F)</td> <td>Medição fora da faixa de medição recomendada (muito quente).</td> <td>Realize uma medição na faixa de temperatura recomendada. Em caso de disfunção: entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) No modo ouvido/têmpora: Temperatura medida < +34,0°C (93,2°F) 2) Medição da superfície: Temperatura medida < -22,0°C (-71,6°F)</td> <td>Medição fora da faixa de medição recomendada (muito frio).</td> <td>Realize uma medição na faixa de temperatura recomendada. Em caso de disfunção: entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).</td> </tr> <tr> <td></td> <td>O aparelho não liga.</td> <td>A fita isolante da bateria não foi removida. Bateria gasta</td> <td>Remova a fita isolante da bateria. Substitua a bateria.</td> </tr> </tbody> </table>	Mensagem de erro	Problema	Possível causa	Solução		O aparelho não funciona corretamente.	Erro de software.	Remova a bateria, espere um minuto e coloque a bateria novamente. Se a mensagem de erro reaparecer, entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).		Não é possível iniciar uma nova medição no modo ouvido/têmpora. O símbolo da ampulheta pisca.	O aparelho ainda não está pronto para uma nova medição.	Espere até o símbolo parar de piscar. Em seguida, inicie a sua medição.		O aparelho indica uma mudança significativa na temperatura ambiente.	O aparelho foi armazenado fora das condições de armazenamento recomendadas.	Deixe o termômetro por pelo menos 30 minutos em um local com temperatura entre 10°C (50°F) e 40°C (104°F).		Temperatura ambiente superior a 40°C (104°F).				Temperatura ambiente inferior a 10°C (50°F).				1) No modo ouvido/têmpora: Temperatura medida > + 42,2°C (108°F) 2) Medição da superfície: Temperatura medida > + 80,0°C (176°F)	Medição fora da faixa de medição recomendada (muito quente).	Realize uma medição na faixa de temperatura recomendada. Em caso de disfunção: entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).		1) No modo ouvido/têmpora: Temperatura medida < +34,0°C (93,2°F) 2) Medição da superfície: Temperatura medida < -22,0°C (-71,6°F)	Medição fora da faixa de medição recomendada (muito frio).	Realize uma medição na faixa de temperatura recomendada. Em caso de disfunção: entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).		O aparelho não liga.	A fita isolante da bateria não foi removida. Bateria gasta	Remova a fita isolante da bateria. Substitua a bateria.
Mensagem de erro	Problema	Possível causa	Solução																																	
	O aparelho não funciona corretamente.	Erro de software.	Remova a bateria, espere um minuto e coloque a bateria novamente. Se a mensagem de erro reaparecer, entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).																																	
	Não é possível iniciar uma nova medição no modo ouvido/têmpora. O símbolo da ampulheta pisca.	O aparelho ainda não está pronto para uma nova medição.	Espere até o símbolo parar de piscar. Em seguida, inicie a sua medição.																																	
	O aparelho indica uma mudança significativa na temperatura ambiente.	O aparelho foi armazenado fora das condições de armazenamento recomendadas.	Deixe o termômetro por pelo menos 30 minutos em um local com temperatura entre 10°C (50°F) e 40°C (104°F).																																	
	Temperatura ambiente superior a 40°C (104°F).																																			
	Temperatura ambiente inferior a 10°C (50°F).																																			
	1) No modo ouvido/têmpora: Temperatura medida > + 42,2°C (108°F) 2) Medição da superfície: Temperatura medida > + 80,0°C (176°F)	Medição fora da faixa de medição recomendada (muito quente).	Realize uma medição na faixa de temperatura recomendada. Em caso de disfunção: entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).																																	
	1) No modo ouvido/têmpora: Temperatura medida < +34,0°C (93,2°F) 2) Medição da superfície: Temperatura medida < -22,0°C (-71,6°F)	Medição fora da faixa de medição recomendada (muito frio).	Realize uma medição na faixa de temperatura recomendada. Em caso de disfunção: entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).																																	
	O aparelho não liga.	A fita isolante da bateria não foi removida. Bateria gasta	Remova a fita isolante da bateria. Substitua a bateria.																																	
Certifique-se de que a ponta do aparelho está voltada para baixo para evitar a penetração de líquido nos compartimentos. Em seguida, deixe o termômetro secar ao ar livre de forma total durante pelo menos um minuto.																																				
Não utilize nunca produtos de limpeza abrasivos para limpar o termômetro e nunca o mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.																																				
Armazenamento: Recomendamos a conservação da embalagem do Termômetro NUK para poder embalar corretamente o aparelho quando for guardá-lo ou em caso de transporte. Se o aparelho não for usado por um longo período, recomendamos colocá-lo no modo OFF. Guarde o aparelho em local seco, arejado e longe da luz direta do sol.																																				
 Use e guarde o aparelho somente nas condições recomendadas.																																				
3.3 RECICLAGEM																																				
Descarte a embalagem do Termômetro NUK respeitando o meio ambiente e use o sistema de reciclagem.																																				
 Não descarte as baterias usadas no lixo doméstico. Leve-as para um sistema de coleta de baterias, nos pontos de venda ou numa estação de reciclagem de resíduos especiais.																																				
 Não descarte o aparelho no lixo. Leve-o para um local oficial de coleta de aparelhos elétricos.																																				

5 DADOS TÉCNICOS
Faixa de temperatura: Modo ouvido e têmpora: +34,0 a 42,2°C (93,2 a 108,0°F) Modo de temperatura de superfície: -22,0 a 80,0°C (-71,6 a 176,0°F) Temperatura de funcionamento: +10,0 a 40,0°C (50,0 a 104,0°F) Temperatura de armazenamento: -20,0 a 50,0°C (-68,0 a 122,0°F) umidade relativa ≤85% Temperatura de transporte: <70,0°C (158,0°F) umidade relativa ≤95%
Precisão da medição: Modo ouvido: ±0,2°C (32,4°F) na faixa 35,5 a 42,0°C (95,9 a 107,6°F), ±0,3°C (32,5°F) fora desta faixa Reprodutibilidade clínica: 0,2°C (32,4°F) Modo têmpora: ±0,2°C (32,4°F) na faixa 36,0 a 39,0°C (96,8 a 102,2°F), ±0,3°C (32,5°F) fora desta faixa ±0,3°C (32,5°F) nesta faixa Modo de temperatura de superfície: ±0,3°C (32,5°F) na faixa 22,0 a 42,2°C (71,6 a 108,0°F), senão ±4% (porém mínimo ± 2,0°C (32,4°F)) Pressão atmosférica: 800-1013 hPa Classe de proteção: IP22 Grau de proteção: BF Bateria: 1 bateria de lítio CR2032 Vida útil da bateria: aproximadamente 3 mil medições (~ 1 ano)
Nota: O Termômetro NUK converte a temperatura do ouvido/têmpora no seu "equivalente oral" (referindo-se aos resultados da avaliação clínica). Nota: Os números de LOTE e de série se encontram no produto.

6 GARANTIA																								
A Mucambo assegura ao proprietário do aparelho uma garantia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data de sua aquisição, incluindo neste prazo os 90 (noventa) dias de garantia legal. Assumimos a reparação gratuita do aparelho após envio para nós com porte pago, se forem constatados defeitos surgidos em condições normais de uso, estabelecidos no manual de instrução. Esta garantia não cobre as seguintes falhas: 1. Danos causados como resultado de mau uso, abuso, modificações e/ou alterações no produto; 2. Reparações realizadas por qualquer empresa ou pessoa que não tenha sido expressamente autorizada pela Mucambo para desmontagem e modificação não autorizadas do aparelho. 3. Substituição da bateria.																								
O envio do aparelho deve ser acompanhado de sua nota fiscal de compra. Na ausência da nota fiscal de compra, os custos são imputados ao cliente sem consulta prévia e envio contra reembolso. Nota: Esta garantia somente será válida em território nacional com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.																								
Para o caso de reclamação, contate-nos em um dos telefones ou endereço abaixo:																								
Assistência Técnica Mucambo S.A. Rua do Rócio, 351 conj. 32 Vila Olímpia - São Paulo Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638																								
Fabricado por: KUN SHAN RADIANT INNOVATION CO., LTD N.º 20, TaiHong Road, WuSongJiang Development Zone, Yushan Town, KunShan City, JiangSu, China																								
Importado e distribuído por: Mucambo S.A. Lotes 5 à 7 – Quadra F – Distrito Industrial CEP: 45650-780 – Ilhéus – Bahia CNPJ: 15.107.246/0001-34 Resp. Técnico: Julio Rodolfo Vieira Filho – CRQ-BA 07300643 Ou Mucambo S.A. Avenida Brasil, n° 50701 - Portão A, Campo Grande Rio de Janeiro – RJ CEP: 23065-480 CNPJ: 15.107.246/0004-87 Resp. Técnico: Raphaella Bragança Monteiro CRQ III Região: 03252915																								
Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde Cadastro Anvisa n° 10092419034																								
DICA: Luz colorida:  Se o Termômetro NUK medir uma temperatura corporal superior a 37,5°C (99,5°F), uma luz vermelha na ponta do sensor acende para avisar o usuário sobre a possibilidade de febre. Se a temperatura for inferior a 37,5°C (99,5°F), a luz ficará verde.																								
GUIA RÁPIDO																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PASSOS</th> <th>MEDIÇÃO NO OUVIDO</th> <th>MEDIÇÃO NA TÊMPORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Antes do primeiro uso, remova a fita isolante da bateria. Não é necessário abrir o compartimento da bateria. Limpe o aparelho conforme descrito no item 3.2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Retire a tampa (figura A1).</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aperte o botão (U) para ligar (figura A6). O visor (figura A2) mostrará o símbolo (U) para medição no ouvido.</td> <td>Para alterar para o modo de medição na têmpora, pressione o botão (U) (figura A6) e ao mesmo tempo, pressione 1 vez o botão SCAN (figura A3). Aparecerá no visor (figura A2) o símbolo da têmpora (U).</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Insira com cuidado a ponta do termômetro no canal auditivo (figuras B1 e B2).</td> <td>Toque a pele da têmpora esquerda ou direita com a ponta do termômetro (figuras B3 e B4).</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal bip. Solte o botão, mantendo o termômetro no canal auditivo (figuras B1 e B2). Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2), indicando a temperatura medida.</td> <td>Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal sonoro contínuo e encoste a ponta do termômetro na pele da têmpora, realizando movimentos circulares (figuras B3 e B4). Após um bip, solte o botão SCAN e mantenha o termômetro parado encostado na pele. Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2), indicando a temperatura medida.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Após ouvir dois bips curtos, a medição está encerrada.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Para desligar o aparelho, aperte o botão (U) e mantenha-o pressionado até aparecer a palavra OFF (figura A6).</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PASSOS	MEDIÇÃO NO OUVIDO	MEDIÇÃO NA TÊMPORA	1	Antes do primeiro uso, remova a fita isolante da bateria. Não é necessário abrir o compartimento da bateria. Limpe o aparelho conforme descrito no item 3.2.		2	Retire a tampa (figura A1).		3	Aperte o botão (U) para ligar (figura A6). O visor (figura A2) mostrará o símbolo (U) para medição no ouvido.	Para alterar para o modo de medição na têmpora, pressione o botão (U) (figura A6) e ao mesmo tempo, pressione 1 vez o botão SCAN (figura A3). Aparecerá no visor (figura A2) o símbolo da têmpora (U).	4	Insira com cuidado a ponta do termômetro no canal auditivo (figuras B1 e B2).	Toque a pele da têmpora esquerda ou direita com a ponta do termômetro (figuras B3 e B4).	5	Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal bip. Solte o botão, mantendo o termômetro no canal auditivo (figuras B1 e B2). Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2), indicando a temperatura medida.	Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal sonoro contínuo e encoste a ponta do termômetro na pele da têmpora, realizando movimentos circulares (figuras B3 e B4). Após um bip, solte o botão SCAN e mantenha o termômetro parado encostado na pele. Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2), indicando a temperatura medida.	6	Após ouvir dois bips curtos, a medição está encerrada.		7	Para desligar o aparelho, aperte o botão (U) e mantenha-o pressionado até aparecer a palavra OFF (figura A6).	
PASSOS	MEDIÇÃO NO OUVIDO	MEDIÇÃO NA TÊMPORA																						
1	Antes do primeiro uso, remova a fita isolante da bateria. Não é necessário abrir o compartimento da bateria. Limpe o aparelho conforme descrito no item 3.2.																							
2	Retire a tampa (figura A1).																							
3	Aperte o botão (U) para ligar (figura A6). O visor (figura A2) mostrará o símbolo (U) para medição no ouvido.	Para alterar para o modo de medição na têmpora, pressione o botão (U) (figura A6) e ao mesmo tempo, pressione 1 vez o botão SCAN (figura A3). Aparecerá no visor (figura A2) o símbolo da têmpora (U).																						
4	Insira com cuidado a ponta do termômetro no canal auditivo (figuras B1 e B2).	Toque a pele da têmpora esquerda ou direita com a ponta do termômetro (figuras B3 e B4).																						
5	Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal bip. Solte o botão, mantendo o termômetro no canal auditivo (figuras B1 e B2). Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2), indicando a temperatura medida.	Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal sonoro contínuo e encoste a ponta do termômetro na pele da têmpora, realizando movimentos circulares (figuras B3 e B4). Após um bip, solte o botão SCAN e mantenha o termômetro parado encostado na pele. Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2), indicando a temperatura medida.																						
6	Após ouvir dois bips curtos, a medição está encerrada.																							
7	Para desligar o aparelho, aperte o botão (U) e mantenha-o pressionado até aparecer a palavra OFF (figura A6).																							

NUK[®]

Assistência técnica / SAC:
(11)2133-3000 ou 0800-0754638
contato@nuk.com.br
www.nuk.com.br